



**LA MEDICINA
DEL SONNO
IN ODONTOIATRIA**

**DISTURBI DELLA
RESPIRAZIONE
IN SONNO DI TIPO
OSTRUTTIVO**

**PERCORSO PER
L'ODONTOIATRA**



LA MEDICINA DEL SONNO IN ODONTOIATRIA

DISTURBI DELLA RESPIRAZIONE IN SONNO DI TIPO OSTRUTTIVO



CHI POTREBBE OCCUPARSENE... L'ODONTOIATRA

L'odontoiatra deve avere, nei confronti di tale quadro sindromico, un ruolo importante come "sentinella diagnostica", provvedendo altresì, per quanto di competenza, alla risoluzione terapeutica tramite l'applicazione di specifici dispositivi medici intraorali.

*linee guida nazionali per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (osas).

IL PERCORSO PER L'ODONTOIATRA



FORMAZIONE
DELL'ODONTOIATRA

QUESTIONARIO
ANAMNESTICO

ESAME
STRUMENTALE

SCANSIONE
INTRAORALE

TRATTAMENTO

APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO

ESAME STRUMENTALE - POLISONNIGRAFO



medEA



REFERTO

In 24 h si riceve un referto da un pneumologo.

La **refertazione** dell'esame strumentale permette l'identificazione e l'intensità del disturbo.

L'odontoiatra accompagna il paziente alla cura e al trattamento, se di sua competenza.

PNEUMOLOGO
Che ha refertato

ODONTOIATRA

PAZIENTE

TRATTAMENTO

MAD TEMPORANEO



myTAP con paradenti



myTAP finale

IT'S THE NEW
myTAP



FIGURE 1
Normal jaw position



FIGURE 2
Relaxed jaw position, tongue and throat tissue collapse, restricting breathing



FIGURE 3
TAP maintains a forward jaw position and an open airway

TRATTAMENTO

MAD



GRUPPO DEXTRA

AIR MAD

IT PATENT APPLICATION N. 102021000015263

MEDICAL DEVICE FOR SLEEP APNEA
CAD - CAM
POLYAMIDE BIOCOMPATIBLE





WWW.LANCERGLOBAL.COM



Per informazioni scrivi a:
Lancer: info@lancerortho.com